

# Экспресс-тест для диагностики лактазной недостаточности

**BIOHIT HealthCare**  
Innovating for Health

Единственный "прямой" метод диагностики лактазной недостаточности

Оценивает активность фермента лактазы в биоптате слизистой оболочки тонкой кишки

Высокая диагностическая точность

Тест эффективен при первичной и вторичной лактазной недостаточности

Быстрый результат

Время выполнения теста - 20 минут

Чувствительность  
Специфичность

95%  
100%


Цветовая индикация определяет активность фермента

Нет окрашивания - тяжелая гиполактазия  
Светло-голубое окрашивание - гиполактазия  
Интенсивно синее окрашивание - нормалактазия

Температура хранения

+2 +8°C

## Методика выполнения



РУ № ФСЗ 2010/06502 от 26 марта 2010



Эксклюзивный дистрибьютор Biohit Оуј в России

Телефон: +7(812)602-17-76  
Эл. почта: info@melonbio.ru