


Hot AXIOS™


Комбинированная система
доставки стента



Первый транслюминальный стент (CE Mark) с установкой под контролем эндосонографии

Для обеспечения непрерывности процедуры Hot AXIOS™
снабжен коагулирующим ножом, системой доставки
и металлическим покрытым стентом

- комбинация диатермического кольца и режущего катетера-проводника обеспечивает одномоментный легкий доступ в полость кисты
- перпендикулярные фланцы предотвращают повреждение краев ткани и смещение стента
- диаметр стента обеспечивает герметичность анастомоза, эффективное дренирование и возможность проведения эндоскопа в полость кисты для дополнительных манипуляций



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

© Boston Scientific Corporation или ее дочерние компании. Все права защищены.
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Cardiomedics

ООО "Кардиомедикс": 101000, Москва, Покровский бульвар, 4/17, стр. 1, офис 40; тел. (495) 935 8471; info@cardiomedics.ru; www.cardiomedics.ru